

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W związku z ukazaniem się w/w przetargu oraz sprawdzeniem dostępności wykładziny u producenta prosimy o informację czy Zamawiający w związku z brakiem proponowanego kolor dopuści kolor wykładziny Polished Concrete Light Grey 2791 wraz z profesjonalnym cokołem w kolorze wykładziny.

Odpowiedź: Z uwagi na ograniczoną dostępność towarów Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowany produkt. Detale do uzgodnienia przed rozpoczęciem realizacji.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 - Zakup i dostawa 2 szt. wózków transportujących Osoby Niepełnosprawne z akcesoriami wózki transportujące o poniższych parametrach?

KRZESŁO EWAKUACYJNE

zapewnia rozwiązanie do ewakuacji ludzi po schodach w dół i w górę może być również używane, jako krzesło do transportu. Model wyposażony jest w silnik elektryczny sterujący krzesłem, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne poruszanie się zarówno w górę jak i w dół.

- ☐ ☐ Regulowany teleskopowy zagłówek / oparcie, paski na talie
- ☐ ☐ Wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną
- ☐ ☐ Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie
- ☐ ☐ Solidny i wygodny uchwyt
- ☐ ☐ Dzięki specjalnym uchwytom krzesło ewakuacyjne posiada również funkcję przenoszenia osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej możliwości poruszania
- ☐ ☐ Wymiary krzesła złożonego: 1080x242mm
- ☐ ☐ Wymiary krzesła rozłożonego: 1080x1050mm
- ☐ ☐ Bateria: 24V/13.2Ah waga 0,4 kg
- ☐ ☐ Moc silnika: DC 200W
- ☐ ☐ Silnik posiada tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii
- ☐ ☐ Maksymalny udźwig: 200kg
- ☐ ☐ W komplecie instrukcja i haki montażowe
- ☐ ☐ Gwarancja bateria – 1 rok
- ☐ ☐ Gwarancja silnik – 2 lata
- ☐ ☐ Gwarancja na pozostałe elementy 5 lat nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych,
- ☐ **Montaż krzesła na ścianie w budynku wskazanym przez zamawiającego**

Dodatkowo do krzesła jest Pokrowiec oraz Znak fluorescencyjny „Krzesło Ewakuacyjne”. W cenie także proponujemy szkolenie :

- ☐ ☐ Maksymalnie 6 uczestników na sesję
- ☐ ☐ Zasady rozmieszczenia krzeseł

- ☐ ☐ Posadowienie osoby transportowanej na krzesło
- ☐ ☐ Punkt równowagi i jego odzyskiwanie
- ☐ ☐ Zejście ze schodów
- ☐ ☐ Podstawowe ustawodawstwo i standardy (zagadnienia omawiane na przykładzie regulacji prawnych obowiązujących w Europie na zasadach wiedzy technicznej)

Nasz program szkolenia operatora krzesła ewakuacyjnego zapewnia bezpieczne i pełne zrozumienie ewakuacji pasażera przy użyciu krzesła. Wszystkie osoby oddelegowane do udziału w szkoleniu doświadczą użytkowania krzesła zarówno, jako operator, jak i pasażer.

Sesje trwają około 1 do 1,5 godziny.

Wszystkie osoby przeszkolone otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuści proponowany produkt jako równoważny, przy czym krzesło musi mieć zapisane pasy. Warunki gwarancji zgodnie z SWZ, niezależnie od zgody wyrażonej powyżej tzn. obowiązują w całości takie, jakie wynikają z kryteriów oceny ofert. Montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Krzesło ma posiadać ponadto: podłokietniki, uchwyt górny do przenoszenia, uchwyt dolny z podnóżkiem do przenoszenia oraz pokrowiec zabezpieczający.